

NEW!

# Многофункциональный баротерапевтический аппарат МКВ-01 «ИВАВИТА» – новая перспектива в решении проблемы восстановления и сохранения мужского и женского здоровья.

6 в 1

Аппарат МКВ-01 «ИВАВИТА» рекомендован ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, ЦКБ РАН и успешно применяется в таких Федеральных центрах как :

- Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова, директор - академик РАН, профессор, д.м.н. Г.Т. Сухих (Москва)
- Клиника урологии МГМСУ, зав. кафедрой урологии, главный уролог Минздрава РФ - д.м.н., профессор Д.Ю.Пушкарь (Москва)
- Клиника урологии Саратовского ГМУ, зав. кафедрой урологии, ректор- д.м.н., профессор, В.М.Попков (Саратов)
- Отдел сексопатологии Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ " Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава России, Руководитель отдела - д.м.н., профессор Н.Д. Кибрик.

А также в частных клиниках г.г. Саратова (МЦ «Врачебная практика»), Нижнего Новгорода, Владимира, Пятигорска и др.



**Области применения:** Акушерство и гинекология, урология, физиотерапия. Может использоваться в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях.

**МКВ-01 «ИВАВИТА»** - это программируемая профессиональная медицинская система для проведения компрессионной, вакуумной и комбинированной компрессионновакуумной терапии и профилактики заболеваний мочеполовой сферы у мужчин и женщин. Аппарат строго дозированно и бережно оказывает механическое воздействие на органы и ткани мочеполовой системы с помощью оригинальных наконечников.

В аппаратной методике пневмовибромассажа одновременно участвуют два физических фактора, обладающих синергическим действием: пневмомассаж и низкочастотная пульсация (вибрация).

## Основные технические данные и характеристики:

### Режимы работы:

«КОМПРЕССИЯ», «ВАКУУМ», «КОМПРЕССИЯ+ВАКУУМ»

### В режиме «Компрессия»:

длительность серии импульсов давления воздуха - от 0 до 30 с., избыточное давление в наконечнике в импульсе в диапазоне от 0 до 50 кПа.

### В режиме «Компрессия+Вакуум»:

длительность серии импульсов давления воздуха - от 0 до 30 с., длительность серии импульсов разрежения воздуха - от 0 до 30 с.

**В режимах «Вакуум», «Компрессия+Вакуум»** на выходе «Вакуум» разрежение в импульсе в диапазоне от 0 до 50 кПа.

**Автоматическое выключение насоса в критических ситуациях:**

при разгерметизации наконечников, при превышении избыточного давления 60 кПа или при разрежении 60 кПа в наконечниках.

**Встроенный таймер и звуковой излучатель.**

**Типы наконечников:** 1) для вакуум-фаллостимуляции, 2) для пневмомассажа ректально-вагинальный, 3) комбинированный, 4) аспирационный.

**Габаритные размеры** (без наконечников и кабеля питания) не более 450x450x220 мм.

**Масса** (с наконечниками и кабелем питания) не более 6,0 кг.

## Лечебные эффекты:

- Противовоспалительный
- Антигипоксический
- Противоотечный
- Гемодинамический
- Антисклеротический
- Дренирующий
- Санирующий
- Анальгезирующий
- Рефлексогенный
- Эректогенный (♂)



КЛИНИКА  
ПРОФЕССОРА  
ЧУРАКОВА  
— 1993 —



ООО "ИВАВИТА"  
Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 122/126  
тел.: (8452) 52-18-48, 52-18-66  
www.ivavita.ru, ивавита.рф; e-mail: iva.vita@mail.ru



## ПРИМЕНЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ

### Гинекологический пневмовибромассаж

#### Показания:

- Хронический эндометрит;
- Хронический сальпингит;
- Хронический сальпингоофорит;
- Бесплодие;
- Синдром тазовых болей;
- Сексуальные расстройства;
- Профилактика недержания мочи;
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях тазовых органов;
- Прегравидарная подготовка эндометрия, в т.ч. перед программами вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ВМИ);

#### Вакуумный массаж и дренирование шейки матки

#### Показания:

- Хронический эндоцервицит;
- Хронический цервицит;
- Санация шейки матки, в т.ч. перед программами вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ВМИ);
- Забор клинических образцов из эндоцервикса для повышения точности этиологической диагностики.

#### Комбинированная

#### компрессионновакуумная терапия

Сочетает и потенцирует лечебные эффекты

- вакуумного дренирования шейки матки и гинекологического пневмовибромассажа.



## ПРИМЕНЕНИЕ В УРОЛОГИИ

### Урологический пневмовибромассаж

#### Показания:

- Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (ХП/СХТБ);
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях тазовых органов;

#### Вакуум-фаллостимуляция

#### Показания:

- Диагностика и лечение эректильной дисфункции;
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях полового члена.

#### Комбинированная

#### компрессионновакуумная терапия

Сочетает и потенцирует лечебные эффекты

- вакуум-фаллостимуляции и урологического (ректального) пневмовибромассажа.

## 11 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АППАРАТА МКВ-01 «ИВАВИТА»

- Многофункциональность (6 технологий в одном аппарате)
- Высокая клиническая эффективность
- Применение аппарата показано при наиболее распространенных гинекологических и урологических заболеваниях
- Минимум противопоказаний
- Безопасность: строго дозированное упруговолновое механическое воздействие, благодаря отсутствию электромагнитного излучения и гипертермического эффекта, нет риска стимуляции пролиферативных процессов
- Эксклюзивность - в настоящее время аппарат не имеет аналогов для применения в гинекологии и урологии
- Решение проблем рационального использования лечебных помещений
- Наличие индивидуальных (одноразовых) силиконовых наконечников для пневмомассажа
- Быстрая окупаемость и стабильный доход
- Продолжительная и бесперебойная работа
- Генерирует пневмоимпульсы в диапазоне частот биомеханического резонанса человека



ООО "ИВАВИТА"

Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 122/126

тел.: (8452) 52-18-48, 52-18-66

www.ivavita.ru, ивавита.пф; e-mail: iva.vita@mail.ru